

Patiëntenverslag

Het ABPM 7100-apparaat verschaft de volgende parameters voor risicostratificatie van arteriële hypertensie:

- > Perifere bloeddruk (a. brachialis)
- > Centrale bloeddruk (aorta)
- > Uitvoer hart
- > Perifere weerstand
- > Augmentatie-index (Aix)
- > Augmentatiedruk
- > Reflectiecoëfficiënt
- > Pulsgolfsnelheid (PWV)


Een PWA-meting bij een patiënt is vergelijkbaar met een standaardbloeddrukmeting van de a. brachialis.

Zie de afbeelding van de PWA-metmethode.

Meetopties:

- > Enkelvoudige CBP/PWA-praktijkmeting
- > Drievoudige CBP/PWA-praktijkmeting
- > Openvolgende CBP/PWA-metingen gedurende een bepaalde periode
- > 24-/48-uurs ABPM/CPB/PWA-meting

Meetmethode met pulsgolfanalyse



Onderdeelnummer

ABPM 7100HMS
 ABPM 7100CBP
 ABPM 7100PWA
 ABPM 7100CBP UPGRA
 ABPM 7100PWA UPGRA

Beschrijving

ABPM 7100-recorder met standaard WA HMS-software
 ABPM 7100-recorder met optie voor centrale bloeddruk en WA HMS-software
 ABPM 7100-recorder met pulsgolfanalyse en WA HMS-software
 Upgrade voor centrale bloeddruk vanaf standaardapparaat
 Upgrade voor pulsgolfanalyse vanaf standaardapparaat

7100-21
 7100-24
 REUSE-09-ABPM
 REUSE-10-ABPM
 REUSE-11-ABPM
 REUSE-11L-ABPM
 REUSE-12-ABPM
 REUSE-091012-ABPM
 REUSE-ALL-ABPM

ABPM 7100-tas en schouderband
 ABPM 7100-USB-interfacekabel
 ABPM-manchet kinderen: 14-20 cm
 ABPM-manchet volwassenen S: 20-24 cm
 ABPM-manchet volwassenen: 24-32 cm
 ABPM-manchet volwassenen L: 32-38 cm
 ABPM-manchet XL: 38-55 cm
 Set kleine manchetten (maten 09, 10 en 12)
 Volledige set manchetten (alle 5 maten)

Neem voor meer informatie of voor het inplannen van een demonstratie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Welch Allyn.

Welch Allyn Benelux
 Staalweg 50, 2612 KK Delft
 The Netherlands
 (Tel:) 31 15 750 5000 (Fax:) 31 15 750 5050

WWW.WELCHALLYN.NL

WelchAllyn®