

Affinity™ 4-verlosbed

Veilig bevallen



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

De perfecte combinatie van veiligheid en gebruiksgemak



Tijdens de bevalling telt elke seconde.
Zorgverleners moeten snel en gemakkelijk kunnen reageren,
zeker in een noodgeval.

Het Affinity 4-verlosbed is een veilig verlosbed dat eenvoudig in een drukke omgeving kan worden gebruikt. Met de functie **Stow and Go™** van Affinity Four kan het geïntegreerde voetgedeelte tijdens de bevalling eenvoudig onder het bed worden geschoven en na de bevalling weer terug worden geplaatst. Indien u voor de ergonomisch ontworpen optilbare versie kiest, kan het voetgedeelte eenvoudig op de geïntegreerde standaard worden geplaatst.



Ergonomische duwhendels en geïntegreerde, vaste infuuspalen.

Ontworpen om elke beweging snel en makkelijk te maken

Minder tijd, minder gedoe

Tijdens een bevalling wordt de tijd van het medisch personeel optimaal benut. Zorgverleners hebben vaak geen tijd om te zoeken naar apparatuur of een stopcontact, of om uit te zoeken hoe ingewikkelde knoppen moeten worden gebruikt. Het Affinity Four-bed is ontworpen om deze alledaagse problemen van zorgverleners op te lossen.



- Het **Stow and Go**-voetgedeelte kan eenvoudig onder het bed worden opgeborgen, zonder dat het nodig is om dit op te tillen. Het voetgedeelte kan eenvoudig terug op zijn plaats worden geschoven zonder verandering door beddengoed.
- Dankzij de **noodaccu** kunnen zorgverleners ook zonder stopcontact alle functies van het bed gebruiken, inclusief het verstellen van hoogte en positie, waarmee de tijd tussen beslissing en incisie in kritieke situaties wordt gereduceerd.
- Met het **Trendelenburg-mechanisme met gasondersteuning** kan het bedhoofdeinde onmiddellijk worden verlaagd naar 8 graden.
- **OneStep**-zijhekongrendeling voor eenvoudigere patiënttransfers zonder tussenruimte.
- Het **gestroomlijnde ontwerp** van het bed, met alle apparatuur binnen handbereik (zonder uitstekende onderdelen), beschermt zorgverleners bij bewegingen rondom de patiënt.





Flexibel ontwerp biedt ruimte voor verschillende bevallingsposities

De bevalling kan per persoon verschillend worden ervaren. Voor sommige vrouwen kan het lang duren, terwijl het bij andere vrouwen erg snel gaat. Dankzij het flexibele ontwerp van het Affinity Four-bed beschikken vrouwen over meerdere positiemogelijkheden. Zo worden de verschillende fases van de bevalling vereenvoudigd en wordt de intensiteit van de bevalling verlicht.

Belangrijke eigenschappen die bijdragen aan een progressieve bevalling zijn onder andere:

- De mogelijkheid om het voetgedeelte van het bed te verlagen om de zittende positie en de positie op handen en knieën mogelijk te maken
- De kuitsteun op het verlosbed, waardoor het bovenste been kan worden opgetild voor een bevallingspositie waarbij de vrouw op haar zij ligt
- De bevallingssteun, die kan worden gebruikt voor zowel de zittende/hurkende positie als de touwtrekpositie
- De veelzijdigheid van het Affinity Four-bed verbetert het bevallingsproces, zowel in een ziekenhuis als in een geboortecentrum.

Progressief bevallen met het Affinity 4-verlosbed



Zittend



Op handen en voeten



Zijligging



Gehurkt



Trekkend aan koord



Semi-Fowler-houding

Biedt veiligheidsfuncties aan het bed

Veiligheid en gemak

Hill-Rom heeft elk detail van het Affinity 4-verlosbed ontworpen om bevallingen veiliger te laten verlopen voor zowel zorgverleners als patiënten.

- Het **voetgedeelte** kan stevig en eenvoudig op zijn plaats worden gezet.
- **EasyGlide-kuitsteunen** worden op de juiste positie geplaatst en vergrendeld met een hendel, waarna ze stevig op hun plaats blijven.
- Door het **Trendelenburg-mechanisme**, met verbeterde veren en afsluitingen, kan één persoon het bed eenvoudig verlagen en verhogen.
- Dankzij de **optionele opblaasbare luchtkussens** voor het rug- en zitgedeelte hoeft de patiënt minder vaak opnieuw te worden gepositioneerd.
- **Vier dubbel vergrendelbare zwenkwielen** houden het bed op zijn plaats.
- Het **optionele Hill-Rom-matras van foam met drukverdelende eigenschappen** biedt comfort, met name bij het kwetsbare zitgedeelte.
- Door de **automatische schuine bekkenstand en een optioneel matras met V-uitsparing** wordt de toegang tot de patiënt tijdens de bevalling verbeterd.



Er is een optioneel **optilbaar voetgedeelte** beschikbaar. Het voetgedeelte is lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken, en kan op een geïntegreerde standaard worden geplaatst.



EasyGlide-kuitsteunen zijn groter en hebben een stevige ontkoppelingshendel die vanuit elke hoek met één hand kan worden bediend.



Automatische schuine bekkenstand tot 15 graden houdt de patiënt in positie en zorgt voor een betere positionering tijdens de bevalling.



Dankzij **patiëntvriendelijke handgrepen en zijhekken** kunnen patiënten eenvoudiger omhoog komen en bewegen.

Technische specificaties

Veilige werkbelasting	227 kg
Maximaal gewicht van de patiënt	213 kg
Lengte bed	234 cm
Breedte bed	
zijhekken omhoog	99 cm
zijhekken omlaag	91 cm
Hoogte bed	
laag (met matras)	56 cm
hoog (met matras)	97 cm
maximale hoogte van het zitgedeelte in Trendelenburg-positie	102 cm
Matras	
lengte	198 cm
breedte	89 cm
dikte (hoofdgedeelte)	12,7 cm
dikte (voetgedeelte)	8,9 cm

Kritieke hoeken	
maximale hoofdverhoging	63°
maximale zitverhoging	15°
maximale Trendelenburg-positionering	8°
Maximaal tilvermogen	
bed	227 kg
voetgedeelte	181 kg
Zwenkwielen	15 cm
Gewicht bed	
Optilbare versie	217 kg
Stow and Go	232 kg
Productnummer	P3700 E

Extra functies

Standaardfuncties

- Noodaccu
- Automatisch nachtlampje
- Afneembaar of Stow and Go-voetgedeelte
- Automatische zitkanteling
- Oppervlak met V-uitsparing of rechte rand
- Vier vergrendelbare zwenkwielen
- Vloeistofbassin
- Centrale rem en besturing
- Directe reanimatieontgrendeling
- Vergrendelingsbeheer en indicator
- Patiënthandgrepen
- OneStep-zijhekontgrendeling
- Trendelenburg-positionering
- Voetsteunen

Accessoires

- Anesthesiescherm
- ISS-systeem
- Bevallingssteun
- Kuitsteunen – Bevestigd
- Zuurstoftankhouder
- Kuitsteunen – Telescopisch
- Handbediening
- Wegwerplakens
- Vaste infuuspaal
- Ophanghaken voor drainagezak
- Lakens
- Volledige beensteunen – Bevestigd
- Antisliplaag – Voetgedeelte
- Volledige beensteunen – Telescopisch
- Antisliplaag – Hoofdgedeelte

Opties

- Luchtondersteuningssysteem
- Verschillende houten hoofdborden
- Sidecom™-communicatiehandbedieningen*
- Matras van foam met drukverdelende eigenschappen
- Ergonomische duwhendels met geïntegreerde infuusstandaardhouder
- Geïntegreerde stroomdraadhouders
- Geïntegreerde vaste infuuspalen

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en in alle zorgomgevingen, en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en -preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, chirurgische veiligheid en efficiëntie en respiratoire gezondheid.** De mensen, producten en programma's van Hill-Rom werken samen met één doel voor ogen: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners.**



Hill-Rom is ervan overtuigd dat het concept van vroegtijdig mobiliseren van patiënten en het stimuleren van zelfstandigheid de levenskwaliteit verbetert, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Het Affinity 4-verlosbed is een verlosbed bestemd voor zwangere vrouwen bij wie de bevalling intensieve verzorging vereist.

Klasse I

Fabrikant: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - VS

Europese vertegenwoordiger: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - Frankrijk

Deze medische hulpmiddelen zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Doc. Nr: 5NL137303-04, 26 maart 2018

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar.

Voor meer informatie over dit product of een dienst kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom