

Compella™ bariatrisch bed

Voor betere bariatrische zorg



Kenmerken en voordelen

Waarborg de **waardigheid van bariatrische patiënten** door een zorgomgeving in te richten met een bed dat dezelfde uiterlijke kenmerken heeft als een standaard ziekenhuisbed

Verminder de belasting en werkdruk van zorgverleners eenvoudig met **elektrische breedte-aanpassing en FlexAfoot™**, waarmee het bed snel kan worden geconfigureerd

Kies voor efficiëntie en gebruiksgemak met **SlideGuard™**, zodanig ontworpen dat de patiënt zo min mogelijk verschuift in bed

Zorg voor veilige patiëntenzorg met het optionele **IntelliDrive™ XL Power Transport**, waarmee zorgverleners het bed met de patiënt gemakkelijk kunnen verplaatsen

Optimaliseer de patiëntzorg met een **hoofdeindealarm** en een optioneel **uit-bed-alarm met 3 niveaus**, waarmee zorgverleners worden gewaarschuwd wanneer de veiligheid van de patiënt in gevaar is

De robuuste beddekken, de **lage bedpositie met zitgedeelte dat kan leeglopen** en de ergonomische bediening zorgen ervoor dat patiënten veiliger, onafhankelijker en waardiger in en uit bed kunnen stappen

Dankzij de **geïntegreerde weegschaal** kunnen zorgverleners de patiënt wegen vanuit het comfort van het bed

Compella bariatrisch bed



Breedteaanpassing met één druk op de knop



Optioneel: IntelliDrive XL



Point-of-Care™-bediening voor zorgverleners



Optioneel: bediening voor patiënt

Technische specificaties

| | |
|--|--------------|
| Veilige werklust | 500 kg |
| Patiëntgewicht | 113 - 454 kg |
| Hoogteaanpassing | 47 - 68 cm |
| Transporthoogte | 43 cm |
| Beschermingsklasse | IPX4 |
| Mogelijke hoeken van het bed | |
| Hoofdgedeelte | 0 - 50° |
| Kniegedeelte | 0 - 30° |
| Omgekeerde Trendelenburg/Trendelenburg | +9°/-9° |
| Breedte van slaapplatform | 102 - 127 cm |
| Totale breedte | |
| minimaal (ingeschoven zijverlengers) | 109 cm |
| maximaal (uitgeschoven zijverlengers) | 135 cm |
| Lengte van slaapplatform | 216 - 234 cm |
| Totale lengte | |
| minimaal (ingeschoven voetgedeelte) | 231 cm |
| maximaal (uitgeschoven voetgedeelte) | 249 cm |

Ligondersteuning

- foam zonder pomp
- powered air met Turn Assist
- powered air met Turn Assist en CLRT (continue laterale rotatietherapie)

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Zwenkwielen | 4 dubbele zwenkwielen van 150 mm |
|-------------|----------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Bediening | statische bediening voor patiënt en zorgverlener |
| optioneel | mobiele bediening voor patiënt |

Aanvullende opties

Uit-bed-alarm met 3 niveaus
IntelliDrive XL

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, klinische workflow, chirurgische veiligheid en efficiëntie, en respiratoire gezondheid.** Wereldwijd werken de mensen, programma's en producten van Hill-Rom samen aan één missie: **het verbeteren van de resultaten voor patiënten en hun zorgverleners.**

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. De medische hulpmiddelen die in deze brochure worden weergegeven, zijn bedoeld voor gebruik met patiënten op afdelingen van zorginstellingen.

Deze medische apparaten zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Doc. nr.: 5NL126305-02, 18 mei 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom