



### DETAILS ELEKTRODE

SOORT ELEKTRODE	Elektrode voor volwassenen, schuim, voor eenmalig gebruik
REFERENTIE	108070
TYPE KLEEFMIDDEL	Wet gel
AANTAL	10 elektroden/zak (300 elektroden/doos)
TOEPASSING	Algemene patiëntbewaking (gedurende 72 uur)
HOUDBAARHEID	18 maanden (in overeenstemming met de opslagrichtlijnen)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

VORM	Traanvormig
AFMETINGEN (EXCLUSIEF GRIP)	38,1 mm (1,5 inch)
DIAMETER SENSOR (OOGJE)	10,592 mm (0,42 inch)
DIKTE SUBSTRAAT (EXCLUSIEF ADAPTER)	1,588 mm (0,063 inch)
TOTALE OPPERVLAKTE VAN HET PRODUCT	45,649 mm <sup>2</sup> (1,7972 inch <sup>2</sup> )
GELGEBIED	7,7927 mm <sup>2</sup> (0,3068 inch <sup>2</sup> )
KLEEFGEBIED	37,8562 mm <sup>2</sup> (1,4904 inch <sup>2</sup> )
GEÏNTEGREERDE ELEKTRODEDRAAD (LENGTE/KLEUR)	N.v.t.

### MATERIALEN

MATERIAAL SUBSTRAAT	Polyethyleenschuim
KLEEFMIDDEL	Acryl, medische kwaliteit
TYPE GEL	Geleidende wet gel (7% chloride)
MATERIAAL SCHUIM (SPONS)	Gereticuleerd polyurethaanschuim
BESCHERMLAAG	PS
POLYMEER SENSOR	Ag/AgCl-geplateerd ABS
ADAPTER/CONNECTOR (TAPEIND)	Roestvrij staal
OMHULSEL GEÏNTEGREERDE ELEKTRODEDRAAD	N.v.t.
KABEL GEÏNTEGREERDE ELEKTRODEDRAAD	N.v.t.



## BIOCOMPATIBILITEIT

ISO 10993	Getest volgens ISO 10993-5 en ISO 10993-10
NIET VERVAARDIGD MET NATUURLIJK RUBBERLATEX	Ja

## ELEKTRISCHE PRESTATIES (ANSI/AAMI EC 12)

ACZ-IMPEDANTIE BIJ 10 HZ (VÓÓR DEFIB-SIMULATIE)	20-50 Ohm
DC-OFFSET-SPANNING (VÓÓR DEFIB-SIMULATIE)	-2,0-2,0 mV
SDR-HELLING BIJ 30 SEC. INTERM. (RESTEREND POTENTIEEL NA DEFIB)	0,01-0 mV/sec
ACZ-IMPEDANTIEHERHALING (NA DEFIB-SIMULATIE)	25 Ohm
GECOMBINEERDE OFFSET-INSTABILITEIT EN BINNENSTE RUIS (COIN)	20-50 $\mu$ V
VOORSTROOMTOLERANTIE (DC-OFFSET-SPANNING NA DC-BELASTING)	< 1,0 mV

## FUNCTIES

MRI-VOORWAARDELIJK	Nee
RÖNTGENDOORLATEND	Nee
GEÏNTEGREERDE SCHURING	Nee
HERPLAATSBAARHEID	Nee

## VERPAKKING

PRODUCTVERPAKKINGSMATERIAAL	Papier/PE/folie/PE
HERSLUITBARE ZAK	Nee
AFMETINGEN PRODUCTVERPAKKING (L X B)	29,21 cm x 9,525 cm (11,5 inch x 3,75 inch)
DOOS AFDELINGSVERPAKKING (L X B X H)	N.v.t.
TRANSPORTVERPAKKINGSKOFFER (L X B X H)	31,75 cm x 20,32 cm x 15,24 cm (12,5 inch x 8 inch x 6 inch)

## OMGEVINGSSPECIFICATIES

HALOGEENKOOLWATERSTOFGEHALTE (BIJV. PVC)	Geen
FTALAADDERIVATENGEHALTE (BIJV. DEHP)	Geen
VOLDOET AAN ROHS	Ja
VOLDOET AAN REACH	Ja

Neem voor meer informatie over onze cardiologieoplossingen contact op met uw plaatselijke Hillrom-vertegenwoordiger of klantenserviceteam, met [europa@hillrom.com](mailto:europa@hillrom.com) of [middleeast@hillrom.com](mailto:middleeast@hillrom.com).

**hillrom.com**

Hill-Rom behoudt het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van zijn producten.

Status van regelgeving: CE-markering conform MDD 93/42/EEC  
gedistribueerd door Welch Allyn, Inc. (4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13152 VS)

© 2020 Welch Allyn Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. APR95401-NL-EMEA-r1 26-OKT.-2020 DUTCH - EMEA