

Hill-Rom® 900-bed met bedhekken over 3/4 van de lengte

Eenvoudig en efficiënt



Kenmerken en voordelen

De **functie voor snel uit bed stappen** positioneert het bed zodat de patiënt veiliger en eenvoudiger uit bed kan stappen

De **AutoContour™** en de **SlideGuard™** minimaliseren de patiëntverplaatsing in het bed, waardoor abdominale compressie tijdens het aanpassen van de bedpositie wordt verminderd

De **EasyChair™** en de **functie voor vlakke positionering** bieden patiënten de mogelijkheid om snel een comfortabele zitpositie te bereiken

De **indicator voor lage stand** waarschuwt de zorgverlener als het bed zich niet in de laagste positie bevindt en draagt op die manier bij aan een veiligere patiëntomgeving

De **indicator rem-los** herinnert de zorgverlener eraan om de remmen vast te zetten en zorgt zo voor betere patiëntveiligheid

Eenvoudig af te lezen **Line-Of-Site™**-rugsteunindicator helpt om de protocollen van zorgverleners te implementeren

Bedhekken zijn voorzien van een **dubbele vergrendelingsopheffing**, waardoor onbedoelde verlaging van de hekken wordt voorkomen

Het **vijfde zwenkwiel** maakt het bedtransport in elke richting eenvoudiger

De **one-touch functie voor shockpositionering** effent het bovenste platform en plaatst het bed in de positie van Trendelenburg wanneer er complicaties optreden bij de patiënt

Intelligent nachtlampje verbetert de gebruiksveiligheid voor zowel patiënten als zorgverleners

Afneembare matrasbodem van hogedruklaminaat (HPL) garandeert gebruiksgemak, aangezien het eenvoudiger te reinigen en te desinfecteren is

Hill-Rom 900-bed met bedhekken over 3/4 van de lengte



Dubbele vergrendelingsopheffing van de zijhekken



Line-Of-Site-hoekindicator bij rugsteun



Handbediening met EasyChair, functie voor vlakke positionering en optionele indicator voor lage stand

Technische specificaties

Veilige werklust (SWL) optioneel	220 kg 250 kg
Gewicht van bed	120 kg
Hoogteverstelling	37,7 tot 76,8 cm
Veiligheidsklasse	IPX4
Bedhoeken	
hoofddeelte	0 tot 65°
dijgedeelte	0 tot 28°
voetgedeelte	-22 tot -3°
Trendelenburg/anti-Trendelenburg	-17 tot +17°
Matrasbodem	
breedte	90 cm
lengte	200 cm
Oppervlak matrasbodem	Hogedrukclaminaat (HPL)
Hoogte van het bedhek	38,5 cm
Geïntegreerde zwenkwielen optioneel	van 150 mm dubbele zwenkwielen van 150 mm enkele zwenkwielen van 125 mm
optioneel*	
Stuurwiel optioneel	aan hoofdeinde aan voeteneinde
Optioneel vijfde zwenkwiel	alleen zwenkwielen van 150 mm
Rem- en stuurpedalen optioneel*	aan voeteneinde aan voeten- en hoofdeinde

Patiëntbediening optioneel	handbediening bediening op de flexibele arm
Optionele bediening voor zorgverleners	handbediening bij voeteneinde* of bilaterale voetbediening hoog-laag
Bilaterale mechanische reanimatieknop	standaard
Afzonderlijke functievergrendeling	standaard
Hoofddeelte optioneel	mobiel vast

Extra functies

Standaard:

- Accu
- Line-Of-Site-rugsteun en indicatoren voor Trendelenburg
- Verstelbare matrashouders
- Positionering voor snel uit bed stappen
- Centrale rem

Optioneel:

- Intelligent nachtlampje
- Indicator rem-los
- Indicator voor de laagste stand*

- Afneembaar voetenbord
- Onderhoudslampje
- 6 bevestigingspunten voor patiëntfixatiebanden
- Uitschuifbare infuuspaalhouder
- Bilaterale accessoirehouder
- Houder voor elektrische snoeren
- One-touch-functie voor shockpositionering*
- EasyChair-functie en functie voor vlakke positionering
- Bedverlenging met linnenhouder

* Alleen beschikbaar in combinatie met geselecteerde opties.

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en in alle zorgomgevingen, en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, chirurgische veiligheid en efficiëntie en respiratoire gezondheid.** De mensen, producten en programma's van Hill-Rom werken samen met één doel voor ogen: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners.**

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

Het Hill Rom 900-bed is bedoeld voor intensieve, acute en ambulante zorgomgevingen en voor patiënten met een gewicht ≥ 40 kg, een lengte ≥ 146 cm en een BMI ≥ 17 . Klasse I

Fabrikant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Doc. nr: 5NL129313-05, 20 juni 2018

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom