

# LikoGuard™-plafondliftsysteem

Het verbeteren van patiëntveiligheid



De nieuwe plafondliftsystemen LikoGuard L en XL hebben een aantal toonaangevende kenmerken, waaronder:

Een herontworpen tiljuk (hierboven afgebeeld) dat gericht is op verbetering van de patiëntveiligheid met een gepatenteerd ontwerp dat uniek is op de markt

Een lichtgewicht, milieuvriendelijke lithium-ionaccu met geringe zelfontlading en bescherming tegen volledige ontlading, die betrouwbaarheid en duurzaamheid garandeert

Twee opties voor handbediening, beide met service-, overbelastings- en accu-indicator. De LCD-handbediening biedt een grafische gebruikersinterface waarmee service- en gebruikersgegevens kunnen worden bijgehouden (waaronder het totale aantal hefacties in een vastgestelde periode)

Een gepatenteerd, handbediend noodstop- en daalmechanisme dat eenvoudig te bereiken, in te schakelen en te bedienen is zonder dat gereedschap, een ladder of kracht nodig is

Daarnaast zijn de plafondliftsystemen LikoGuard L en XL uitgebreid getest op flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid:

- 14.000 lifttestcycli bij de maximale veilige werklust
- Te gebruiken in combinatie met verschillende bestaande tilbanden, rails en accessoires van Liko
- Onverminderde werkcapaciteit bij extreme temperatuurschommelingen
- Uitgebreid getest op veiligheidsmarges van zowel kritieke als lastdragende onderdelen

# Plafondliftsystemen LikoGuard L en XL



SlingGuard™ 450



Handbedieningen



Noodstopmechanisme



Oplader met wandmontage

## Technische specificaties

### Veilige werklust

LikoGuard L	272 kg
LikoGuard XL	363 kg

<b>Gewicht tilmotor</b>	14 kg
-------------------------	-------

### Afmetingen tiljuk

SlingGuard 450	45 x 18,5 cm
----------------	--------------

<b>Koppelingen tiljuk</b>	vast of snelkoppeling
---------------------------	-----------------------

<b>Veiligheidsklasse tilmotor</b>	IPX4
-----------------------------------	------

<b>Veiligheidsklasse handbediening</b>	IPX7
--	------

<b>Tilsnelheid</b>	4-6 cm/s
--------------------	----------

<b>Tilinterval</b>	230 cm
--------------------	--------

<b>Nooddaalfunctie</b>	handbediend en elektrisch
------------------------	---------------------------

<b>Noodtilfunctie</b>	elektrisch
-----------------------	------------

<b>Accu</b>	lithium-ion 25,2 V/3,8 Ah
-------------	---------------------------

<b>Acculader</b>	ingebouwde accu
------------------	-----------------

<b>Voedingsbron</b>	oplader met wandmontage of oplader in rail
---------------------	--

<b>Handbedieningen</b>	LED-display of LCD-display met achtergrondverlichting
------------------------	---

### Productnummer

Motor LikoGuard L	3301030
Motor LikoGuard XL	3301040

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie dat meer dan 7.000 werknemers heeft en in ruim 100 landen actief is. Wij werken samen met gezondheidszorgverleners en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, klinische workflow, chirurgische veiligheid en efficiëntie, en respiratoire gezondheid.** De medewerkers, programma's en productmerken van Hill-Rom staan in het teken van één missie: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners.**

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie over dit product of een dienst kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. De medische hulpmiddelen die in deze brochure worden weergegeven, zijn bedoeld voor gebruik met patiënten op afdelingen van zorginstellingen.



Deze medische hulpmiddelen dragen de CE-markering en voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Fabrikant medische bedden/matrasen:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Frankrijk (ook Europees vertegenwoordiger)  
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Frankrijk  
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Duitsland  
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - VS  
Fabrikant liftsystemen: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Zweden

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt is de expliciet geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Doc. nr.: 5NL183301-01, 20 mei 2015

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**