



Veilige, functionele en economische plafondliftmotor.

De meeste mensen kennen de plafondlift Likorall™ van Liko™. Dat is niet zo vreemd als u bedenkt dat het misschien de meestgebruikte plafondliftmotor van de wereld is. Elke dag tilt hij duizenden mensen en voorkomt evenveel rugklachten.

Gebruikersvriendelijkheid, een scherp oog voor veiligheid en een doordacht design heeft de Likorall™ plafondliftmotor een uitstekende reputatie bezorgd bij zowel verzorgend personeel als patiënten.

De Likorall™ 200 maakt gebruik van dezelfde beproefde, gebruikersvriendelijke en veilige technologie als de andere plafondliften uit de reeks, maar met een eenvoudiger design waardoor de Likorall™ 200 de meest economische liftmotor is voor minder veeleisende tilbehoeftes

De Likorall™ 200 is geschikt voor de meeste tilsituaties in verzorgingstehuizen, de thuiszorg etc.

Uniek veiligheidssysteem

- Gepatenteerde veiligheidstrammel SFS. Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Eindpositieschakelaar
- Tilband met tienvoudige veiligheidsmarge
- Veiligheidsschermen op tilaccessoires
- Elektrische nooddaalfunctie met batterij-backup
- Noodstop-schakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1

Een veilige keuze.

De Likorall. 200 is een veilige keuze. Hij is het voorzien van de gepatenteerde veiligheidstrommel van Liko., een elektrische nooddaalfunctie, een noodstop, een tilband met 10-voudige veiligheidsmarge en bescherming tegen beknelling.

Opties.

De Likorall. 200 is voorzien van de Q-link voor het snel en gemakkelijk verwisselen van tilaccessoires uit het brede scala producten van Liko.. Door de vele installatieopties voor het railsysteem van Liko. en de mogelijkheid vrijstaande systemen te kiezen kan de Likorall. 200 in elke omgeving geïnstalleerd worden.

In combinatie met de Liko. snelkoppeling-wagen kunnen tilmotoren door één persoon zonder gereedschap van de ene naar de andere kamer verplaatst worden.

Mocht u extra functionaliteit van uw plafondliftmotor nodig hebben, zoals het opladen aan de rail, een draadloze IR-bediening, de mogelijkheid een transfermotor te gebruiken, elektrische railwissels of misschien het tillen van zwaardere patiënten, dan heeft Liko. daarvoor diverse andere



De grote reeks accessoires van Liko biedt vele mogelijkheden om de lift en het verplaatsen aan te passen aan de daadwerkelijke tilsituatie. Met de snelkoppeling verwisselt u tilaccessoires snel en gemakkelijk.

Likorall.-modellen. Neem contact op met uw Liko. vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe wij het beste kunnen voldoen aan uw wensen.

Max. Belasting:	200 kg
Nooddaalfunctie:	Elektriciteit
Prod. nr.	3121001



De Likorall. 200 is getest door geaccrediteerd testinstituten en voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor Klasse I- producten (MDD 93/42/EEC). De Likorall. 200 voldoet aan de vereisten van IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 en CAN/CSA C22.2 nr. 6011

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211 16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+ 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig)	+41 (0)21 706 21 38

Österreich	+43 (0)2243 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
Iberia	+34 (0)93 6856000
Nordic Countries	+46 (0)20 78 10 30
Export	Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® behoudt zich het recht voor om design, specificaties en modellen zonder aankondiging te wijzigen. Hill-Rom® biedt uitsluitend de uitdrukkelijke schriftelijke garantie bij de verkoop of huur van producten.

© 2012 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.