



Eenvoudiger kort verplaatsen.

De HandySheet™ en HandyTube™ zijn handmatige hulpmiddelen waarmee verplaatsingen kunnen worden uitgevoerd met minder wrijving tussen de patiënt en het onderliggende oppervlak. Ze zijn zowel bij patiënten met een normaal gewicht als bij bijzonder zware patiënten te gebruiken. De Handy™-glijlakens zijn gemaakt van een hoge kwaliteit materiaal met weinig wrijving dat bijzonder gemakkelijk glijdt, zelfs na langdurig gebruik.

De HandySheet™ wordt vooral gebruikt om eenvoudiger een tilband aan te kunnen brengen bij zittende of achteroverleunende patiënten.

De HandyTube™ wordt bijvoorbeeld gebruikt om een patiënt hogerop in bed te leggen, hem te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.

Unieke kenmerken van de HandySheet™ zijn onder meer de zakken voor het op de plaats brengen van het laken in een nauwe rolstoel, en lussen aan de lange versie van de HandySheet™ waarmee het laken aan het hoofdeinde van het bed kan worden bevestigd. Beide voorzieningen zijn uniek voor de Handy's en zijn een gepatenteerd ontwerp van Liko™.

Belangrijke kenmerken

- **Het materiaal** is van zeer hoge kwaliteit, met een zeer geringe wrijving, zelfs na vaak wassen.
- **De lange versies** van de HandySheet™ hebben lussen aan de bovenrand waarmee het laken aan het bed bevestigd kan worden. Daardoor hoeft het laken door minder zorgverleners te worden vastgehouden.
- **De korte HandySheet™** heeft kleine zakjes waarmee het laken kan worden aangebracht in bijvoorbeeld een nauwe rolstoel.
- **We hebben unieke werkmethodes** ontwikkeld die helpen bij het aanbrengen van glijlakens en die daarnaast comfortabel zijn voor de patiënt. Met onze methode hoeft de patiënt niet te worden gedraaid in bed om het glijlaken aan te brengen.
- De **HandyTube™** is leverbaar in drie verschillende modellen, met verschillende toepassingsgebieden.

HandySheet™

Liko™ HandySheet™ is an excellent aid for applying sling, especially on very heavy patients, pain-sensitive patients or patients with contractures. HandySheet™ is available in two variants; Short and Long, of which the longer model is equipped with handles all the way around. HandySheets™ are delivered in sets of two and are used in pairs.



HandyTube™

Liko™ HandyTube™ is a slide sheet that is mainly used to reposition a patient higher up in bed, to turn a patient in bed or for transfers between two beds. HandyTube™ is available in three different models, each with different application areas: Short, Long and Wide.



Read the instruction guides for the respective products for more information on application areas and practical use. You can also contact your nearest Liko representative for information and advice. Find our addresses at www.liko.com. Always remember to work in an ergonomically correct manner. If the task seems heavy for the caregiver, we recommend the use of other lifting and transfer assistive devices in our extensive range of lifts and accessories.

HandySheet™

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716017	XL	140 x 215

Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/verpakking).

HandyTube™

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	3712015	M	140 x 140

Ook leverbaar in jumbopacks (10 stuks/verpakking).

De HandySheet™ en HandyTube™ zijn Klasse 1 medische hulpmiddelen. De HandySheet™ en HandyTube™ zijn getest door een geaccrediteerd testinstituut en voldoen aan alle vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor Klasse I-producten en de geharmoniseerde EN ISO 10535-norm.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.



Hill-Rom en Design en het Hill-Rom woordmerk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Hill-Rom Services, Inc. Liko en Design en het Liko woordmerk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Liko R&D AB. HandySheet, HandyTube en Handy zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Liko R&D AB.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
 Deutschland _____ +49 (0)211 16450-0
 Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
 Italia _____ + 39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) _____ +41 (0)21 706 21 38

Österreich _____ +43 (0)2243 28550
 Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
 Iberia _____ +34 (0)93 6856000
 Nordic Countries _____ +46 (0)20 78 10 30
 Export _____ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® behoudt zich het recht voor om design, specificaties en modellen zonder aankondiging te wijzigen. Hill-Rom® biedt uitsluitend de uitdrukkelijke schriftelijke garantie bij de verkoop of huur van producten.

© 2012 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.