



LIKOSCALE™ 350

EENVOUDIGER WEGEN VAN PATIËNTEN

Weeg uw patiënten net zoals u voor hen zorgt: veilig, efficiënt en respectvol.

Belangrijkste kenmerken

- Zorg dat patiënten zich comfortabel voelen in zittende of horizontale posities.
- Verkrijg een nauwkeurig patiëntgewicht door de weegschaal op nul in te stellen zonder accessoires te verwijderen.
- Schakel eenvoudig tussen liften met het optionele Quick-release Hook System™.
- Weeg uw bariatrische patiënten met een veilige werkbelasting van maximaal 400 kg.
- De weegschaal kan worden gebruikt met elke Hillrom™ mobiele lift of plafondlift.





TECHNISCHE SPECIFICATIES

LikoScale 350	
Maximale belasting	400 kg
Minimale belasting	10 kg
Nauwkeurigheidsklasse	III (conform de NAWI 2014/31/EU-richtlijn)
Afmetingen	Breedte: 45 mm Lengte: 110 cm Hoogte: 134 mm
Gewicht	0,53 kg
Uitlezing	Gevoelig tot 0,2 kg
Tolerantie	10 - 99,9 kg +/- 0,2 kg 100 - 400 kg +/- 0,4 kg
Resetten	Eén knop
Display	Digitaal, LCD (Liquid Crystal Display)
Voedingseenheid	Batterij: 9 V alkaline (PP3, MN1604, 6LR61, E-block) Batterijlevensduur: Circa 3000 meetwaarden
Temperatuurbereik	5 - 35 °C
Luchtvochtigheidsbereik	0 - 95%
Productnummer	3156228

Optionele modellen met standaardschaal	LikoScale 200	LikoScale 400
Veilige werkbelasting	200 kg	400 kg
Productnummer	3156225	3156226

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke distributeur of met de vertegenwoordiger van Hillrom.

hillrom.nl
hillrom.be

De LikoScale 350 is een handige en gebruiksvriendelijke weegschaal die is bedoeld voor het wegen van patiënten in mobiele of stationaire liften van Hillrom. Weegsysteem (2014/31/EEC): Klasse III
Fabrikant: SR Instruments - 600 Young Street, Tonawanda, NY 14150 VS
Europese vertegenwoordiger: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk

Dit hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van zijn producten.