

Viking™ XL mobiele lift

Ideaal voor bariatrische zorg



De Viking XL is dankzij een tilvermogen van 300 kg ideaal voor het tillen van zwaardere patiënten. De lift is flexibel inzetbaar, van tillen vanaf de vloer tot horizontaal tillen. De Viking-serie biedt ook speciale accessoires die zijn ontworpen voor looptraining tijdens revalidatie.

Kenmerken en voordelen

Door de **twee tilsnelheden** kan de tillift worden gebruikt in een groot aantal tilsituaties

Het **Universal TwinBar™ 670-tiljuk** biedt een extra ruim tiljuk voor zwaardere patiënten

Dankzij het **optionele haaksysteem met snelkoppeling** kunnen zorgverleners eenvoudig en snel een tiljuk verwisselen, een Liko Stretch toevoegen voor horizontaal tillen of een weegschaal installeren

Optionele armsteunen **ondersteunen de patiënt tijdens de looptraining** en maken de tillift eenvoudig verplaatsbaar voor zorgverleners

De **ergonomische handbediening** voor de bediening van de lift beschikt over indicatoren voor accustatus en overbelasting

Op het **gebruikersdisplay** wordt het apparaatgebruik weergegeven, waaronder een tilteller, onderhoudslampje en overbelastingsindicator

Er is een **breed assortiment aan accessoires** verkrijgbaar met onder andere tilbanden, tiljukken en weegschalen

Viking XL mobiele lift



Handgrepen



Optioneel Universal TwinBar 670-tiljuk



Handbediening



Bedieningspaneel

Technische specificaties

Maximale belasting	300 kg
Gewicht	39,9 kg
Hoogte	1500 tot 2110 mm
Veiligheidsklasse	IPX4
Tiljukopties optioneel	Universal TwinBar 670 kruisjukken
Onderstel	
hoogte	140 mm
lengte	1420 mm
breedte	815 tot 1130 mm
aanpassing	elektrisch
Zwenkwielen	
voorzijde	dubbele zwenkwielen van 100 mm
achterzijde	dubbele zwenkwielen van 125 mm
Materiaal	aluminium
Noodtilfunctie	elektrisch
Nooddaalfunctie	handmatig en elektrisch
Tilsnelheid (zonder belasting)	17 mm/sec of 23 mm/sec
Tilinterval	1370 mm
Maximale tilhoogte	1910 mm

Geluidsniveau	51 dB(A)
Accu	loodzuurgel of lithium-ion
Oplader	ingebouwd
Handbediening	bekabeld
Veiligheidsklasse handbediening	IPX4
Productnummer	2040043

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en in alle zorgomgevingen, en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, chirurgische veiligheid en efficiëntie en respiratoire gezondheid**. De mensen, producten en programma's van Hill-Rom werken samen met één doel voor ogen: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners**.

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

De Viking XL is een veelzijdige lift die voornamelijk is bedoeld voor gebruik in de gezondheidszorg, op de intensive care en bij revalidatie.

Klasse I

Fabrikant: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Zweden

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Doc. nr.: 5NL183313-02, 09 mei 2018

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom