

LikoGuard™-plafondliftsysteem

Meer veiligheid voor patiënten en bewoners



Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom

De druk op zorginstellingen neemt wereldwijd toe

Zorginstellingen worden geconfronteerd met extra druk vanwege de toenemende medische behoeften van een vergrijzende samenleving en een steeds groter aantal patiënten met obesitas. Dit betekent dat het aantal ziekenhuispatiënten en bewoners van zorghuizen met beperkte mobiliteit en extra zorgvereisten ook toeneemt. Tegelijkertijd worden veiligheidsmaatregelen steeds complexer. Dit komt erop neer dat zorginstellingen steeds meer moeten doen met steeds minder personeel.

De uitdagingen met betrekking tot zorg voor patiënten en bewoners kunnen een grote financiële last vormen voor instellingen. Ook kunnen de kwaliteit en veiligheid voor patiënten, bewoners en zorgverleners worden beïnvloed. Om deze uitdagingen aan te gaan, is naast een effectief ergonomie- en veiligheidsbeleid de juiste reeks producten nodig om letsel bij zorgverleners en daarmee gerelateerde kosten te voorkomen.

Dankzij ons Liko-merk staat Hill-Rom al decennia lang bekend om een veilige omgang met patiënten, met een reeks producten die zijn ontworpen om letsel bij zorgverleners te beperken. Voortbouwend op deze vertrouwensrelatie hebben we LikoGuard ontworpen, een innovatieve nieuwe generatie plafonddriften. Deze zijn ontworpen om veiligheid te bieden die u kunt vertrouwen en om de prestaties te leveren die u nodig hebt.



Veiligheid die u kunt vertrouwen



Ontworpen om het risico op gebruikersfouten te beperken

Het unieke ontwerp van de SlingGuard is voorzien van actieve veiligheidsclips, die het risico op gebruikersfouten beperken. Deze veilige bevestiging aan het tiljuk verzekert veilige transfers en mobilisatie van patiënten en bewoners.



Een betrouwbare aanpak voor een veilige omgang met patiënten

Dankzij Hill-Rom's klinische programma's, experts en jarenlange ervaring met veilige omgang met patiënten, is de LikoGuard-plafondlift een complete en betrouwbare oplossing voor veilige omgang met patiënten.



Uitgebreide test van de levensduur

De LikoGuard heeft uitgebreide testen op duurzaamheid en betrouwbaarheid ondergaan, waaronder 14.000 testcycli met de maximale veilige belasting.



Ontworpen om nauwkeurigheid te verbeteren

De LikoGuard symboliseert de evolutie van veiliger tillen in de volgende generatie plafondliften. Functies in het ontwerp en de bediening van de LikoGuard-plafondlift verzekeren u van gebruikersgemak en betrouwbare functionaliteit voor zorgverleners. De combinatie van uitvoerig en zorgvuldig testen, de intuïtieve, unieke constructie van het SlingGuard™-tiljuk en de vernieuwde handbedieningen zorgen voor een veiliger plafondliftsysteem waarbij gebruikersfouten worden beperkt.



Compatibiliteit

Het uitgebreide Liko-portfolio voor omgang met patiënten bevat de grootste reeks tiljukken op de markt. Hiermee krijgen ziekenhuizen en zorginstellingen de benodigde flexibiliteit en veelzijdigheid om in elk stadium van het mobilisatieproces veilige omgang met patiënten te garanderen.

Het LikoGuard-plafondliftsysteem is compatibel met onze bestaande tiljukken en geselecteerde tilaccessoires.



De lat hoger leggen voor prestaties

De til- en patiëntomgangssystemen van Liko zijn ontworpen en geproduceerd in Zweden en worden wereldwijd door zorginstellingen gewaardeerd om hun kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. We hebben het LikoGuard-plafondliftsysteem ontworpen om zorgverleners, patiënten en bewoners ongeëvenaarde veiligheid te bieden, gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring en waardevolle feedback van zorgverleners van over de hele wereld.

Een innovatieve plafondliftoplossing die kracht en hoogwaardige prestaties combineert om nu en in de toekomst in uw behoeften te voorzien:

- **Veiligheid in natte omgevingen:** de motor met IPX4-aanduiding en handbedieningen met IPX7-aanduiding zorgen voor een veilige bediening in natte of vochtige omgevingen zoals recreatiefaciliteiten, therapeutische zwembaden, rehabilitatiecentra, enz.





Optimale functies met LikoGuard

Innovatieve noodstop en daalmechanisme

De gepatenteerde handmatige noodstop en het daalmechanisme zijn gemakkelijk te bereiken en te bedienen. Ze zijn vanaf de grond te bedienen en er zijn geen hulpmiddelen of kracht voor vereist. In noodgevallen heeft de zorgverlener de volledige controle.



Tilgebruik bijhouden

De optionele LikoGuard-handbediening met LCD-scherm en grafische gebruikersinterface zorgt voor service en gebruiksgegevens door het aantal liftcycli binnen een bepaald tijdsbestek bij te houden.



Opladen in rail

Het optionele systeem voor opladen in rail maakt direct en continu gebruik van het liftstelsel mogelijk, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en een veilige omgang met patiënten wordt gewaarborgd.



Lithium-ionaccu

Een lichtgewicht, milieuvriendelijke lithium-ionaccu met geringe zelfontlading en bescherming tegen volledige ontlading garandeert betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Betere mobiliteit van zwaardere patiënten



Nu een derde van de bevolking te zwaar of obees is, vertegenwoordigt deze patiëntpopulatie een groeiend segment ziekenhuispatiënten wereldwijd.¹ Hill-Rom houdt zich bezig met het concept van veilig en vroegtijdig mobiliseren voor alle patiënten en bewoners van zorginstellingen. Samen met andere bariatrische producten van Hill-Rom, zorgt de LikoGuard-plafondlift voor verbeterde opties voor het mobiliseren van zwaardere personen.

Veiligere zorg voor zwaardere personen

- **Efficiënt activabeheer:** Innovatieve handbediening die gebruiksgegevens van de lift registreert en niet-bariatrische en bariatrische liftcycli onderscheidt
- Een **configuratie met twee motoren** met de LikoGuard L of XL zorgt voor een verhoogd tilvermogen van 500 kg (maximaal)
- De LikoGuard-lift, met een **veilige werklust van maximaal 272 kg (model L) en 363 kg (model XL)**, ondersteunt de transfer en beweging van patiënten en bewoners van zorginstellingen met verschillende gewichten. De optimale prestaties en consistentie van LikoGuard-tilmotoren en een hoge veilige werklust zorgen voor een veilige omgang met patiënten, waarbij letsel van zorgverleners wordt beperkt.

¹ Ng M, et. al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, Vol 384, No. 9945, p766-781, August 2014



Safe Transfers and Movement™ Program

Programma voor veilige transfers en beweging

Een aanpak voor veilige omgang met patiënten waarop u kunt vertrouwen

Samen met de voorgeschiedenis van veilige omgang met patiënten en uitgebreide klinische programma's van Hill-Rom, zoals Falls Prevention, Progressive Mobility™ en Safe Skin™, biedt de LikoGuard verbeterde oplossingen voor patiënten en bewoners van zorginstellingen. Experts van Hill-Rom zorgen voor een complete oplossing voor veilige omgang met patiënten waarop u kunt vertrouwen als het gaat om patiëntmobilisatie.



Met de hulpmiddelen die worden geboden door STaMP™, een innovatief programma voor veilige transfer en mobilisatie, kan uw zorginstelling een beleid instellen ten aanzien van veilige omgang met patiënten, met ondersteuning en optionele training van Hill-Rom.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of ga naar: www.liko.com

Het Total Room Solution™-aanbod van Hill-Rom

Hill-Rom biedt een geïntegreerde totaaloplossing voor veilige, comfortabele en waardige zorg. Liftsystemen van Liko werken in combinatie met Völker-bedden om bewoners en zorgverleners die te maken hebben met beperkte mobiliteit te ondersteunen in een langetermijnzorgomgeving. Dankzij verschillende meubelopties kunnen functionele, flexibele combinaties worden gemaakt ter aanvulling op elk ziekenhuisbed, waaronder nachtkasten, bijzettafels, kasten, ladekasten, bureaus, stoelen, hangelementen en rekken.



Service

Hill-Rom Service - één leverancier voor al uw behoeften

Om levenslange prestaties te optimaliseren, bouwen we in onze apparatuur onderhoudsgemak in tijdens de ontwikkelingsfase. Als uw toegewijde serviceverlener ondersteunen we u bij het verhogen van uw productiviteit en efficiëntie door het onderhoud van uw apparatuur te optimaliseren. Hierdoor wordt uitval geminimaliseerd, worden de reparatiekosten verlaagd en wordt de naleving van kwaliteitsnormen en regelgeving vergemakkelijkt.

Om aan al uw onderhoudseisen te kunnen voldoen, biedt Hill-Rom uiteenlopende professionele diensten die worden uitgevoerd door gecertificeerde onderhoudsmonteurs.



Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 7000 werknemers en is actief in meer dan 100 landen. Wij werken samen met zorgverleners en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden:

bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, klinische workflow, chirurgische veiligheid en efficiëntie, en respiratoire gezondheid..

De medewerkers, programma's en productmerken van Hill-Rom staan in het teken van één missie: **elke dag verbeteren wij wereldwijd de resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners.**

mobility is life ™

Hill-Rom is ervan overtuigd dat het concept van vroegtijdig mobiliseren van patiënten en het stimuleren van zelfstandigheid de levenskwaliteit verbetert, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. De medische hulpmiddelen die in deze brochure worden weergegeven, zijn bedoeld voor gebruik met patiënten op afdelingen van zorginstellingen.

CE Deze medische hulpmiddelen dragen de CE-markering en voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Fabrikant medische bedden/matrassen:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Frankrijk (ook Europees vertegenwoordiger)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Frankrijk
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Duitsland
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - VS
Fabrikant liftsystemen: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Zweden

Hill-Rom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen zonder kennisgeving. De enige garantie die Hill-Rom biedt is de expliciete, geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Doc. No: 5NL183302-01, 16 november 2015

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar.
Voor meer informatie over dit product of een dienst kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom